


人工呼吸器を装着している患者さん、気管切開の患者さんを中心に 呼吸ケアラウンドをしています！




チューブの重なりで固定が
不十分になります！
患者に合うように
重なっている部分を
カットしてください

人工鼻は加温加湿器と
併用禁忌!
2日ごとに交換です。
看護指示に交換を中1日
で入力してください。



蛇管の重みでチューブが抜ける
ことがあります
気管切開チューブが下がり
ないように調整してください

チューブが傾くと気管内の先端が気管に
当たり不良肉芽を形成し閉塞する可能性が
あります。
体の真ん中の位置に調整してください



トラックケアー72 は72時間を超えての使用
は禁止です。
①気管切開用・気管挿管用の2種類がある
②3日ごとに交換。看護指示に交換を中2日
で入力してください

クリティカルケア特定認定看護師
生島 和美 PHS 5218